



Tischgestell für DANA api Matic 1000

Stabiles, leicht verstellbares Tischstativ für die Dana api Matic 1000

Mit dem neuen Tischstativ kann die Abfüllmaschine schnell und einfach auf verschieden hohe Gläser beim Befüllen eingestellt werden.

Es wird aus robustem Edelstahl gefertigt und besitzt eine Führung aus hochwertigem Kunststoff, die gewährleistet, dass das jeweilige Glas immer direkt unter der Abfülldüse steht. Die Führung kann dabei ebenfalls durch zwei Schrauben ohne Werkzeug auf den Durchmesser des Glases eingestellt werden.

Die Höheneinstellung erfolgt in 13 Stufen mit einem Intervall von 0,5cm.

Das Stativ ist somit geeignet für Gläser mit einer Höhe zwischen 3,5 - 16cm

Technische Daten

Länge:	37 cm
Breite:	32 cm
Höhe:	41 cm
Materialstärke:	3mm
Gewicht:	4,6 kg

Artikel#:	110044
Tarifcode:	8436 99 00
Verpackung:	1 stück